

EG-BLOCK SISTEMA DINAMICO PER LA STABILIZZAZIONE DELLE FRATTURE METAEPIFISARIE



CARBONIUM

EG-BLOCK IN FIBRA DI CARBONIO



ALLUMINIUM

EGBLOCK IN LEGA LEGGERA

EG-Block è un sistema di nuova concezione creato per soddisfare le più frequenti necessità nella traumatologia dell'arto superiore. La semplicità di utilizzo, la versatilità, la leggerezza, unite al limitato ingombro e alla radio trasparenza, rendono EG-Block uno strumento unico nel suo genere. EG-Block con un'efficace stabilizzazione e una precoce mobilizzazione, consente un trattamento mini invasivo e ben tollerato dal paziente. I fili sono stati studiati in modo da consentire un ingresso facile e sicuro e la stabilizzazione è garantita da un sistema di bloccaggio brevettato.


INDICAZIONI

EG-Block è indicato nel trattamento delle fratture delle falangi, dei metacarpi, del radio e dell'omero.


Fratture scomposte
Fratture comminute chiuse
Fratture articolari riducibili mediante ligamentotassi
Fratture chiuse con sofferenza dei tessuti molli
Fratture esposte
Fratture-lussazioni (Bennet, IFP)
Ritardi di consolidazione e pseudoartrosi
Infezioni ossee, articolari, o dei tessuti molli
Artrodesi
Fratture di polso
Fratture di radio e ulna
Fratture prossimali di omero

STRUMENTARIO


Ogni confezione ha in dotazione un cacciavite studiato per garantire un perfetto serraggio del sistema.




ESEMPIO DI UTILIZZO DEL SISTEMA EG-BLOCK IN UNA FRATTURA DI POLSO




Anestesia: è quasi sempre locoregionale (blocco prescalenico o ascellare) o si può realizzare con infiltrazione di anestetico locale all'interno dell'ematoma di frattura. Si effettua una riduzione incruenta della frattura sotto controllo radioscopico. Si inseriscono i fili per via percutanea al di fuori del piano articolare.



Sotto controllo radioscopico si individuano i punti di ingresso e con l'ausilio del trapano si introducono i fili superando la rima di frattura per arrivare nel canale diafisario. La conformazione della punta permette ai fili di scorrere sulla corticale controlaterale senza forarla. A questo punto i fili vengono fatti progredire, mediante l'ausilio di un battitore, nel canale midollare fino al capitello radiale.



I fili vengono piegati dorsalmente di 90° dal piano cutaneo e successivamente di circa 100° a 3-4 cm dallo stesso piano, in modo da renderli convergenti e paralleli.



A questo punto i fili vengono fissati fra loro con una placca in carbonio che ne impedisce la mobilizzazione.



Non si esegue alcuna immobilizzazione post operatoria. La rimozione avviene a circa 40 giorni dal trauma, previo controllo radiografico.

(SILVER)

CARATTERISTICHE TECNICHE EG-BLOCK

Sono disponibili altre versioni di fili endomidollari con dimensione e spessori diversi (anche in titanio).

CODICE	INFINITY EG BLOCK DESCRIZIONE PRODOTTO	CND	RDM
BIS50.A215.150	INFINITY EG BLOCK CARBONIUM FALANGE	P091204	1377350/R
BIS50.A320.400	INFINITY EG BLOCK CARBONIUM RADIO	P091204	1377350/R
BIS51.A320.500	INFINITY EG BLOCK CARBONIUM OMERO	P091204	1377350/R
BIS50.T215.150	INFINITY EG BLOCK ALLUMINIUM FALANGE	P091204	1377351/R
BIS51.T320.400	INFINITY EG BLOCK ALLUMINIUM RADIO	P091204	1377351/R
BIS51.T320.500	INFINITY EG BLOCK ALLUMINIUM OMERO	P091204	1377351/R

MATERIALE:

Acciaio inox AISI 316L conforme alla norma ISO5832-1: Lega di titanio Ti6Al4V ELI

INDICAZIONI:

Sistema dinamico per la stabilizzazione delle fratture metaepifisarie delle ossa lunghe.

CONFEZIONAMENTO:

Confezione singola in scatola di cartone con etichette ed istruzioni in doppia busta sterilizzata ad ET0.



www.bonesrl.it



infinity

(SILVER)

BONESRL.IT

EGBLOCK

SISTEMA DINAMICO PER LA STABILIZZAZIONE
DELLE FRATTURE METAEPIFISARIE

Distribuito da: _____



Bone S.r.l.
Via Giorgio Pallavicino, 42
00149 Roma
Tel. +39 06 553 00614
E-mail: info@bonesrl.it

