

VITE A DOPPIA COMPRESSIONE INTRABONE

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- . Vite a compressione cannulata in titanio con doppia filettatura di diverso passo prossimale e distale
- . Diametro distale : mm 4,7 - 6,0 - 7,3
- . Cannulatura diametro 2,0 mm (accoglie k-wire da mm 1,6)
- . Autofilettante ed autoperforante
- . Testa della vite completamente a scomparsa per non danneggiare i tessuti molli
- . Indicazione delle referenze per la rintracciabilità sul lag
- . Vite in lega di titanio (TA6V ELI standard ISO 5832-3)
- . Alloggiamento giravite torx TX 25

VITE A COMPRESSIONE PROGRESSIVA FORWARD

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- . Vite a compressione cannulata in titanio conica a passo progressivo crescente
- . Diametro distale : mm 2,8 - 3,5 - 6,0
- . Varie lunghezze
- . Cannulatura (accoglie k-wire da mm 1,5)
- . Autofilettante ed autoperforante
- . Completamente senza testa per non danneggiare i tessuti molli
- . Indicazione delle referenze per la rintracciabilità sul lag
- . Vite in lega di titanio 5 (Ti6AL4V ELI standard ISO 5832-3)
- . Alloggiamento giravite torx TX 8

PLACCHE UNIVERSALI 4 FORI FORE FOOT(SIST. 2,7 MM)

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- . Placche universali con fori a stabilita' angolare e liberi
- . Varie misure, 4 fori
- . Viti bloccate e libere diametro 2,7 mm
- . Spessore 1,5 mm
- . Placca in lega di Titanio2 (Ti2 ISO 5832-2)
- . Indicazione delle referenze per la rintracciabilita' sul lag

PLACCA PER ARTRODESI METATARSO FALANGEA MPJ

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- . Placca multiforo per artrodesi metatrso.falangee e revisioni (Keller –Brandes)
- . Spessore 1,5 mm
- . Fori per viti diametro 2,7 mm
- . Viti diametro 2,7 mm a stabilita' angolare e non
- . Lunghezze da 28 a 40 mm
- . Placca in lega di titanio 2 (Ti2 ISO 5832-2)
- . Indicazione delle referenze per la rintracciabilita' sul lag


PLACCHE TARSALI TARSAL

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- . Placche a piu' fori a stabilita' angolare e liberi
- . Varie misure, 4 fori
- . Viti bloccate e libere diametro 2,7 mm
- . Spessore 1,5 mm
- . Placca in lega di Titanio2 (Ti2 ISO 5832-2)
- . Indicazione delle referenze per la rintracciabilita' sul lag

VITI A COMPRESSIONE PER ARTRODESI

Intrabone



4,7

3,5

6,0



6,0

4,5

7,5



7,3

5,0

8,5

VITE PROGRESSIVA CANNULATA

Forward



PLACCHE PER ARTRODESI



Fore Foot
4 fori



MPJ
4/6 fori



Tarsal
Straight Plates



Tarsal
T Plates

VITI PER PLACCHE



Free
Ø 2,7



Locked
Ø 2,7

(SILVER)

Intrabone
Viti a doppio filetto
Codifica Bone / CND-REPERTORIO 09120603 - 1374645/R

LUNG.	Ø 4,7/6,0MM	Ø 6,0/7,5MM	Ø 7,3/8,5MM
DEN. COMM. INFINITY	INTRABONE	INTRABONE	INTRABONE
25 mm	BIS01.0047.025		
30 mm	BIS01.0047.030		
35 mm	BIS01.0047.035	BIS01.0060.035	
40 mm	BIS01.0047.040	BIS01.0060.040	
45 mm	BIS01.0047.045	BIS01.0060.045	
50 mm	BIS01.0047.050	BIS01.0060.050	BIS01.0073.050
55 mm	BIS01.0047.055	BIS01.0060.055	BIS01.0073.055
60 mm	BIS01.0047.060	BIS01.0060.060	BIS01.0073.060
65 mm	BIS01.0047.065	BIS01.0060.065	BIS01.0073.065
70 mm	BIS01.0047.070	BIS01.0060.070	BIS01.0073.070
75 mm	BIS01.0047.075	BIS01.0060.075	BIS01.0073.075
80 mm	BIS01.0047.080	BIS01.0060.080	BIS01.0073.080
85 mm	BIS01.0047.085	BIS01.0060.085	BIS01.0073.085
90 mm	BIS01.0047.090	BIS01.0060.090	BIS01.0073.090
95 mm	BIS01.0047.095	BIS01.0060.095	BIS01.0073.095
100 mm	BIS01.0047.100	BIS01.0060.100	BIS01.0073.100
105 mm		BIS01.0060.105	BIS01.0073.105
110 mm		BIS01.0060.110	BIS01.0073.110
115 mm		BIS01.0060.115	BIS01.0073.115
120 mm		BIS01.0060.120	BIS01.0073.120

Fore Foot
Placche Universali 4 fori (Sist.2,7 mm)

LUNG.	CND REPERTORIO	CODIFICA BONE	SCHEDA TECNICA
10mm	P09120599-1374708/R	BIS27.0000.010	Spessore: 1,5mm
12mm	P09120599-1374708/R	BIS27.0000.012	Materia Prima:
14mm	P09120599-1374708/R	BIS27.0000.014	Titanio 2 (Ti2- ISO 5832.2)
16mm	P09120599-1374708/R	BIS27.0000.016	DESTINAZIONE D'USO
18mm	P09120599-1374708/R	BIS27.0000.018	Fratture, osteotomie e stabilizzazione degli arti.
20mm	P09120599-1374708/R	BIS27.0000.020	CLASSE DI RISCHIO
22mm	P09120599-1374708/R	BIS27.0000.022	IIb — D.M. invasivi che restano in situ di oltre 30 giorni - reg. 8 rif. Allegato IX Dir.93/42 CEE
24mm	P09120599-1374708/R	BIS27.0000.024	
30mm	P09120599-1374708/R	BIS27.0000.030	

Tarsal
Placche Tarsali

CND REPERTORIO	CODIFICA BONE	DESCRIZIONE
P09120599- 1374714/R	BIS27.0201.004	Placca tarsale retta 4 fori
P09120599- 1374714/R	BIS27.0201.005	Placca tarsale retta 5 fori
P09120599- 1374714/R	BIS27.0201.010	Placca tarsale retta 10 fori
P09120599- 1374714/R	BIS27.0201.012	Placca tarsale retta 12 fori
P09120599- 1374714/R	BIS27.0201.014	Placca tarsale retta 14 fori
P09120599- 1374714/R	BIS27.0202.005	Placca tarsale 5 fori Dx
P09120599- 1374714/R	BIS27.0202.006	Placca tarsale 6 fori Dx
P09120599- 1374714/R	BIS27.0202.007	Placca tarsale 7 fori Dx
P09120599- 1374714/R	BIS27.0202.008	Placca tarsale 8 fori Dx
P09120599- 1374714/R	BIS27.0202.015	Placca tarsale 5 fori Sx
P09120599- 1374714/R	BIS27.0201.016	Placca tarsale 6 fori Sx
P09120599- 1374714/R	BIS27.0201.017	Placca tarsale 7 fori Sx
P09120599- 1374714/R	BIS27.0201.018	Placca tarsale 8 fori Sx

Forward
Viti senza testa con filetto progressivo

CND REPERTORIO P09120603/1374645/R				CODIFICA BONE		
L	ØD 2,8 - ØP 3,2	ØD 3,5 - ØP 4,0	ØD 6,0 - ØP 7,5	ØD 2,8 - ØP 3,2	ØD 3,5 - ØP 4,0	ØD 6,0 - ØP 7,5
8				BIS06.0028.008		
10				BIS06.0028.010		
12				BIS06.0028.012	BIS06.0035.012	
14				BIS06.0028.014	BIS06.0035.014	
16				BIS06.0028.016	BIS06.0035.016	
18				BIS06.0028.018	BIS06.0035.018	
20				BIS06.0028.020	BIS06.0035.020	
22				BIS06.0028.022	BIS06.0035.022	
24				BIS06.0028.024	BIS06.0035.024	
25				BIS06.0028.026	BIS06.0035.026	BIS06.0060.025
26				BIS06.0028.028	BIS06.0035.028	
28				BIS06.0028.030	BIS06.0035.030	
30					BIS06.0035.032	BIS06.0060.030
32					BIS06.0035.034	
34					BIS06.0035.036	
35					BIS06.0035.038	BIS06.0060.035
36						
38						
40					BIS06.0035.040	BIS06.0060.040
45					BIS06.0035.045	BIS06.0060.045
50					BIS06.0035.050	BIS06.0060.050
55						BIS06.0060.055
60						BIS06.0060.060
65						BIS06.0060.065
70						BIS06.0060.070
75						BIS06.0060.075
80						BIS06.0060.080

MP-Joint
Placche (Sist.2,7 mm)

FORI	LUNG.	CND REPERTORIO	CODIFICA BONE	NOTE
5	28mm	P09120599-1374716/R	BIS27.0301.528	
6	35mm	P09120599-1374716/R	BIS27.0301.635	
6	45mm	P09120599-1374716/R	BIS27.0301.645	
6	35mm	P09120599-1374716/R	BIS27.0302.635	Fori conici
6	40mm	P09120599-1374716/R	BIS27.0302.640	Fori conici

Viti Corticali Ø 2,7mm

PRODOTTO			CODIFICA BONE	
LUNG.	CND	REPERTORIO	TESTA COMPRESSIONE	TESTA FILETTATA
8mm	P09120601	1374704/R-1374706/R	BIS22.2701.008	BIS22.2702.008
10mm	P09120601	1374704/R-1374706/R	BIS22.2701.010	BIS22.2702.010
12mm	P09120601	1374704/R-1374706/R	BIS22.2701.012	BIS22.2702.012
14mm	P09120601	1374704/R-1374706/R	BIS22.2701.014	BIS22.2702.014
16mm	P09120601	1374704/R-1374706/R	BIS22.2701.016	BIS22.2702.016
18mm	P09120601	1374704/R-1374706/R	BIS22.2701.018	BIS22.2702.018
20mm	P09120601	1374704/R-1374706/R	BIS22.2701.020	BIS22.2702.020
22mm	P09120601	1374704/R-1374706/R	BIS22.2701.022	BIS22.2702.022
24mm	P09120601	1374704/R-1374706/R	BIS22.2701.024	BIS22.2702.024
26mm	P09120601	1374704/R-1374706/R	BIS22.2701.026	BIS22.2702.026
28mm	P09120601	1374704/R-1374706/R	BIS22.2701.028	BIS22.2702.028
30mm	P09120601	1374704/R-1374706/R	BIS22.2701.030	BIS22.2702.030

www.bonesrl.it



BONESRL.IT

ARTRODESI

Distribuito da:



Bone S.r.l.
Via Giorgio Pallavicino, 42
00149 Roma
Tel. +39 06 553 00614
E-mail: info@bonesrl.it

