



Scheda Tecnica - Latex Free

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

Frese per chirurgia percutanea MINIMAL

Fabbricante: Bone S.r.l. Via G. Pallavicino, 42 Roma

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Frese Elicoidali/Cilindriche/Coniche/Ovali di diversi diametri e lunghezze
In acciaio inox norma ISO 5832-1

STERILIZZAZIONE E CONFEZIONAMENTO

Il prodotto è sterile (raggi gamma norma UNI EN ISO 11137-1:2015) e confezionato singolarmente in doppio blister in scatola di cartone

Data di produzione e scadenza indicata su confezione ed etichetta

STOCCAGGIO

In ambiente asciutto ed areato


INDICAZIONI

Fresatura ed alesature delle ossa del piede e della mano

STRUMENTARIO PLURIUSO

- 1 Centralina
- 1 Motore
- 1 Puntale per inserimento fresa
- 1 Portalame
- 1 Dissetto
- Sterilizzazione e pulizia standard

FRESE PER CHIRURGIA PERCUTANEA Minimal



(SILVER)

Latex Free

FRESE PER MINI INVASIVA DEL PIEDE

DESCRIZIONE	CND REPERTORIO	CODIFICA BONE	IMMAGINE
Fresa Elicoidale Ø 1,9 mm	P091301-1374696/R	BIS15.1912.065	
Fresa Elicoidale Ø 1,9mm	P091301-1374696/R	BIS15.1916.065	
Fresa Cilindrica Ø2.0mm	P091301-1374696/R	BIS15.2015.065	
Fresa Conica Ø 3.1 mm	P091301-1374696/R	BIS15.2112.065	
Fresa Conica Ø 4.1 mm	P091301-1374696/R	BIS15.3112.065	
Fresa Cilindrica a 4 settori Ø 3.1 mm	P091301-1374696/R	BIS15.4112.065	
Fresa Cilindrica a 4 settori Ø 4.1 mm	P091301-1374696/R	BIS15.3115.065	
Fresa elicoidale conica Ø 3.1 mm	P091301-1374696/R	BIS15.4115.065	
Fresa Ovale Ø 4.0 mm	P091301-1374696/R	BIS15.3114.065	
Fresa Ovale Ø 5.0 mm	P091301-1374696/R	BIS15.4015.070	
Fresa cilindrica (Shannon) Ø 2,8mm tagliente L. 12mm L. 65 mm	P091301-1374696/R	BIS15.5015.150	
Fresa cilindrica (Shannon) Ø 2,8mm tagliente L. 8mm L. 65 mm	P091301-1374696/R	BIS15.2808.065	

MATERIA PRIMA: Acciaio inox. Norma ISO 5832.1

CLASSE DI RISCHIO: IIA - Dispositivi medici invasivi temporanei - reg. 6 rif. Allegato IX Dir.93/42 CEE

DESTINAZIONE D'USO: Fresatura e alesatura delle ossa

DENOMINAZIONE COMMERCIALE INFINITY: MiniMal

www.bonesrl.it



BONESRL.IT

PERCUTANEA

Distribuito da:



Bone S.r.l.
Via Giorgio Pallavicino, 42
00149 Roma
Tel. +39 06 553 00614
E-mail: info@bonesrl.it

