

VITE A DOPPIA COMPRESSIONE S-TRACTION = H - TRACTION

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Vite a compressione cannulata in titanio con doppia filettatura di diverso passo prossimale e distale
Diametro distale : mm 2,5—3,0—3,5
Diametro distale H Traction (alta compressione) mm 3,0
Cannulatura : accoglie k-wire da 0,9 - 1,4
Autofilettante ed autoperforante
Testa della vite completamente a scomparsa per non danneggiare i tessuti molli
Indicazione delle referenze per la rintracciabilità sul lag
Vite in lega di titanio (Ti6Al4V ELI standard ISO 5832-3)
Alloggiamento giravite torx TX 6 - 8 - 10

VITE A COMPRESSIONE PROGRESSIVA FORWARD

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Vite a compressione cannulata in titanio conica a passo progressivo crescente
Diametro distale : mm 2,8 - 3,5 - 6,0
Varie lunghezze
Cannulatura (accoglie k-wire da mm 1,5)
Autofilettante ed autoperforante
Completamente senza testa per non danneggiare i tessuti molli
Indicazione delle referenze per la rintracciabilità sul lag
Vite in lega di titanio 5 (Ti6Al4V ELI standard ISO 5832-3)
Alloggiamento giravite torx TX 8

VITE A ROTTURA PROGRAMMATA SNAP-OUT

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Vite in titanio a rottura programmata al contatto con la corticale, con possibilita' di ulteriore avvita-mento ed eventuale rimozione, in varie lunghezze e diametri da mm 2,0 - 2,5 - 2,7 - 3,0
Testa della vite a basso profilo
Filettatura cortico-spongiosa
Parte liscia fra la testa e la filettatura per una compressione ottimale
Due ancoraggi sulla testa della vite per una migliore presa del cacciavite
Autofilettante e autoperforante con punta distale di ancoraggio e orientamento

CAMBRE STATICHE AKIN

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Cambrà in acciaio o titanio con diverse lunghezze dei rebbi e diversi interassi
Due tipi di cambrà : retta a 90° e angolata a 26°
Punta autoperforante
Lunghezza dei rebbi 10 mm con interassi : 8, 10 e 12 mm

VITI A COMPRESSIONE CANNULATE
Traction

S-Traction



Ø 2,5 - 3,0 - 3,5

H-Traction



Ø 3,0

VITI PROGRESSIVE CANNULATE
Forward



Ø 3,2 - 4,0 - 7,5 Proximale

Ø 2,8 - 3,5 - 6,0 Distale

VITI A ROTTURA PROGRAMMATA
Snap-Out



Ø 2,0



Ø 2,5



Ø 2,7



Ø 3,0

CAMBRE STATICHE
Akin



26°



90°

(SILVER)

VITI A DOPPIO FILETTO

CODICE BONE / CND REPERTORIO P09120603 - 1374645

L	Ø 2,5/3,2mm	Ø 3,0/3,9mm S	Ø 3,0/3,9mm H	Ø3,5/4,5 mm
DEN. COMM.				
INFINITY	S-TRACTION	S-TRACTION	H-TRACTION	S-TRACTION
10mm	BIS01.0025.010	BIS01.0030.010	BIS01.1030.010	
12mm	BIS01.0025.012	BIS01.0030.012	BIS01.1030.012	
14mm	BIS01.0025.014	BIS01.0030.014	BIS01.1030.014	BIS01.0035.014
16mm	BIS01.0025.016	BIS01.0030.016	BIS01.1030.016	BIS01.0035.016
18 mm	BIS01.0025.018	BIS01.0030.018	BIS01.1030.018	BIS01.0035.018
20 mm	BIS01.0025.020	BIS01.0030.020	BIS01.1030.020	BIS01.0035.020
22 mm	BIS01.0025.022	BIS01.0030.022	BIS01.1030.022	BIS01.0035.022
24 mm	BIS01.0025.024	BIS01.0030.024	BIS01.1030.024	BIS01.0035.024
26 mm	BIS01.0025.026	BIS01.0030.026	BIS01.1030.026	BIS01.0035.026
28mm	BIS01.0025.028	BIS01.0030.028	BIS01.1030.028	BIS01.0035.028
30 mm	BIS01.0025.030	BIS01.0030.030	BIS01.1030.030	BIS01.0035.030
32 mm	BIS01.0025.032	BIS01.0030.032	BIS01.1030.032	BIS01.0035.032
34 mm	BIS01.0025.034	BIS01.0030.034	BIS01.1030.034	BIS01.0035.034
36 mm	BIS01.0025.036	BIS01.0030.036	BIS01.1030.036	BIS01.0035.036
38 mm			BIS01.0035.038	
40 mm			BIS01.0035.040	
45 mm			BIS01.0035.045	
50 mm			BIS01.0035.050	
55 mm			BIS01.0035.055	
60 mm			BIS01.0035.060	
65 mm			BIS01.0035.065	
70 mm			BIS01.0035.070	
75 mm			BIS01.0035.075	
80 mm			BIS01.0035.080	
85 mm			BIS01.0035.085	
90 mm			BIS01.0035.090	

VITI A ROTTURA PROGRAMMATA

CND REPERTORIO

L	Ø 2,0mm - Blu	Ø 2,5mm - Verde	Ø 2,7mm - Azzurro	Ø 3,0mm - Giallo
11 mm	P09120699-1374649/R	P09120699-1374649/R	P09120699-1374649/R	P09120699-1374649/R
12 mm	P09120699-1374649/R	P09120699-1374649/R	P09120699-1374649/R	P09120699-1374649/R
13 mm	P09120699-1374649/R	P09120699-1374649/R	P09120699-1374649/R	P09120699-1374649/R
14 mm	P09120699-1374649/R	P09120699-1374649/R	P09120699-1374649/R	P09120699-1374649/R
15 mm	P09120699-1374649/R	P09120699-1374649/R	P09120699-1374649/R	P09120699-1374649/R

CODIFICA BONE

L	Ø 2,0mm - Blu	Ø 2,5mm - Verde	Ø 2,7mm - Azzurro	Ø 3,0mm - Giallo
11 mm	BIS02.0020.011	BIS02.0025.011	BIS02.0027.011	BIS02.0030.011
12 mm	BIS02.0020.012	BIS02.0025.012	BIS02.0027.012	BIS02.0030.012
13 mm	BIS02.0020.013	BIS02.0025.013	BIS02.0027.013	BIS02.0030.013
14 mm	BIS02.0020.014	BIS02.0025.014	BIS02.0027.014	BIS02.0030.014
15 mm	BIS02.0020.015	BIS02.0025.015	BIS02.0027.015	BIS02.0030.015

VITI SENZA TESTA CON FILETTO PROGRESSIVO

CND REPERTORIO P09120603/1374645/R				CODIFICA BONE		
L	ØD 2,8 - ØP 3,2	ØD 3,5 - ØP 4,0	ØD 6,0 - ØP 7,5	ØD 2,8 - ØP 3,2	ØD 3,5 - ØP 4,0	ØD 6,0 - ØP 7,5
8				BIS06.0028.008		
10				BIS06.0028.010		
12				BIS06.0028.012	BIS06.0035.012	
14				BIS06.0028.014	BIS06.0035.014	
16				BIS06.0028.016	BIS06.0035.016	
18				BIS06.0028.018	BIS06.0035.018	
20				BIS06.0028.020	BIS06.0035.020	
22				BIS06.0028.022	BIS06.0035.022	
24				BIS06.0028.024	BIS06.0035.024	
25				BIS06.0028.025	BIS06.0035.025	BIS06.0060.025
26				BIS06.0028.026	BIS06.0035.026	
28				BIS06.0028.028	BIS06.0035.028	
29				BIS06.0028.030	BIS06.0035.030	
30				BIS06.0035.032	BIS06.0060.030	
32				BIS06.0035.034		
34				BIS06.0035.036		
35				BIS06.0035.038	BIS06.0060.035	
36						
38						
40				BIS06.0035.040	BIS06.0060.040	
45				BIS06.0035.045	BIS06.0060.045	
50				BIS06.0035.050	BIS06.0060.050	
55					BIS06.0060.055	
60					BIS06.0060.060	
65					BIS06.0060.065	
70					BIS06.0060.070	
75					BIS06.0060.075	
80					BIS06.0060.080	

MINI CAMBRE

			CND REPERTORIO		CODIFICA BONE	
LARG. (ORIZ.)	LARG. (VERT.)	ANG.	TITANIO Ti6Al4V ELI (ISO 5832.3)	ACCIAIO AISI 316L (ISO 5832.1)	TITANIO Ti6Al4V ELI (ISO 5832.3)	ACCIAIO AISI 316L (ISO 5832.1)
8	8	90°	P09120101-1374690/R	P09120101-1374686/R	BIS10.0810.390	
8	10	90°	P09120101-1374690/R	P09120101-1374686/R	BIS10.1010.390	
10	10	90°	P09120101-1374690/R	P09120101-1374686/R	BIS10.1210.390	
12	10	26°	P09120101-1374690/R	P09120101-1374686/R	BIS10.0808.326	
8	8	26°	P09120101-1374690/R	P09120101-1374686/R	BIS10.0810.326	
8	10	26°	P09120101-1374690/R	P09120101-1374686/R	BIS10.1010.326	
10	10	63°	P09120101-1374690/R	P09120101-1374686/R	BIS10.1210.326	
12	10	90°	P09120101-1374690/R	P09120101-1374686/R	BIS10.0808.290	BIS10.0808.190
8	8	90°	P09120101-1374690/R	P09120101-1374686/R	BIS10.0810.290	BIS10.0810.190
8	10	90°	P09120101-1374690/R	P09120101-1374686/R	BIS10.1010.290	BIS10.1010.190
10	10	90°	P09120101-1374690/R	P09120101-1374686/R	BIS10.1210.290	BIS10.1210.190
12	10	26°	P09120101-1374690/R	P09120101-1374686/R	BIS10.0808.226	BIS10.0808.126
8	8	26°	P09120101-1374690/R	P09120101-1374686/R	BIS10.0810.226	BIS10.0810.126
8	10	26°	P09120101-1374690/R	P09120101-1374686/R	BIS10.1010.226	BIS10.1010.126
10	10	26°	P09120101-1374690/R	P09120101-1374686/R	BIS10.1210.226	BIS10.1210.126
12	10	26°	P09120101-1374690/R	P09120101-1374686/R	BIS10.1210.226	BIS10.1210.126

www.bonesrl.it



ALLUCE VALGO

BONESRL.IT



Bone S.r.l.
Via Giorgio Pallavicino, 42
00149 Roma
Tel. +39 06 553 00614
E-mail: info@bonesrl.it

Distribuito da:

